

Información de Compras

Fresas Curvas		
CB09BA30	Fresa Curva de 3 mm, Acanalada, longitud de 9 cm	1 de cada
CB09BA30D	Fresa Curva de 3 mm, Diamante, longitud de 9 cm	1 de cada
CB11BA30	Fresa Curva de 3 mm, Acanalada, longitud de 11 cm	1 de cada
CB11BA30D	Fresa Curva de 3 mm, Diamante, longitud de 11 cm	1 de cada
CB09BA40	Fresa Curva de 4 mm, Acanalada, longitud de 9 cm	1 de cada
CB09BA40D	Fresa Curva de 4 mm, Diamante, longitud de 9 cm	1 de cada
CB11BA40	Fresa Curva de 4 mm, Acanalada, longitud de 11 cm	1 de cada
CB11BA40D	Fresa Curva de 4 mm, Diamante, longitud de 11 cm	1 de cada

Accesorios Telescópicos		
AT10	Base de Accesorio Telescópico Legend	1 de cada
TT9	Tubo Telescópico T9	1 de cada
TT9C	Tubo Telescópico T9 Curvado	1 de cada
TT12	Tubo Telescópico T12	1 de cada
TT12A	Tubo Telescópico T12 Angulado	1 de cada
TT12C	Tubo Telescópico T12 Curvado	1 de cada
TT14A	Tubo Telescópico T14 Angulado	1 de cada
TT15	Tubo Telescópico T15	1 de cada
TT15H	Tubo Telescópico T15 con Protector	1 de cada
TT17	Tubo Telescópico T17	1 de cada
TT18	Tubo Telescópico T18	1 de cada
TT18H	Tubo Telescópico T18 con Protector	1 de cada

Para más información, envíe un correo electrónico a Medtronic Neurosurgery dl.ventasneurosurgerylatam@medtronic.com o consulte el portal www.medtronic.com. Consulte el manual de instrucciones/prospecto del producto para las instrucciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Diseñado Exclusivamente para Sistemas de Motor Legend®

Accesorios de Exposición Variable Quick-Twist™ - Pequeño Agujero ACOMODA LAS HERRAMIENTAS LEGEND con DIÁMETRO DE 2.4 MM		
AVS07	Accesorio Recto de Exposición Variable 7 mm	1 de cada
AVS08	Accesorio Recto de Exposición Variable 8 mm	1 de cada
AVS10	Accesorio Recto de Exposición Variable 10 mm	1 de cada
AVS12	Accesorio Recto de Exposición Variable 12 mm	1 de cada
AVS15	Accesorio Recto de Exposición Variable 15 mm	1 de cada
AVA07	Accesorio Angulado de Exposición Variable 7 mm	1 de cada
AVA10	Accesorio Angulado de Exposición Variable 10 mm	1 de cada
AVA15	Accesorio Angulado de Exposición Variable 15 mm	1 de cada

Accesorios de Exposición Variable Quick-Twist™ - Grande Agujero ACOMODA LAS HERRAMIENTAS LEGEND con DIÁMETRO DE 3.2 MM		
AVS09	Accesorio Recto de Exposición Variable 9 mm	1 de cada
AVS14	Accesorio Recto de Exposición Variable 14 mm	1 de cada
AVA09	Accesorio Angulado de Exposición Variable 9 mm	1 de cada
AVA14	Accesorio Angulado de Exposición Variable 14 mm	1 de cada

Accesorios Angulados – Pequeño Agujero ACOMODA LAS HERRAMIENTAS LEGEND con DIÁMETRO DE 2.4 MM		
AA07	Accesorio Angulado de 7 cm	1 de cada
AA10	Accesorio Angulado de 10 cm	1 de cada
AA10S	Accesorio Angulado de 10 cm; Corto	1 de cada
AA15	Accesorio Angulado de 15 cm	1 de cada

Accesorios Angulados - Grande Agujero ACOMODA LAS HERRAMIENTAS LEGEND con DIÁMETRO DE 3.2 MM		
AA09S	Accesorio Angulado de 9 cm; Corto	1 de cada
AA14S	Accesorio Angulado de 14 cm; Corto	1 de cada
AA14	Accesorio Angulado de 14 cm	1 de cada

Accesorios para Pequeño Agujero ACOMODA LAS HERRAMIENTAS LEGEND con DIÁMETRO DE 2.4 MM		
AS07	Accesorio Recto de 7 cm	1 de cada
AS08	Accesorio Recto de 8 cm	1 de cada
AS10	Accesorio Recto de 10 cm	1 de cada
AS10S	Accesorio Recto de 10 cm; Corto	1 de cada
AS12S	Accesorio Recto de 12 cm; Corto	1 de cada
AS15	Accesorio Recto de 15 cm	1 de cada



Medtronic

Medtronic Andean Av. Calle 116 #7-15 Oficina 1101, Torre Cusezar Bogotá, Colombia Tel: +57 1 7427300	Medtronic South Atlantic Vedia 3616, 2° Piso, C1430DAH Buenos Aires, Argentina Tel: +54 (11) 5789 8500	Medtronic South Pacific Rosario Norte 532, Piso 12 Las Condes, Región Metropolitana Santiago, Chile Tel: +56 2258 14993	Medtronic Caricam Local 1 Rd# 869, Km 2.0 Bo. Palmas Cataño, 00962, Puerto Rico Tel: + 1 787 294 3540	Medtronic en México Av. Insurgentes Sur 863, Piso 15 y 16 Benito Juárez, Nápoles, 03810, Ciudad de México Tel: 01 55 1102 9030
--	---	---	---	--

www.medtronic.com

Medtronic
Juntos, Más Lejos

MAXIMIZAR SU VISIBILIDAD



A medida que los procedimientos mínimamente invasivos han crecido de manera significativa, ha ido surgiendo la necesidad de una visibilidad sin obstrucción en el campo operatorio. Medtronic Neurologic Technologies ha seguido a desarrollar soluciones innovadoras para optimizar la visibilidad durante estos procedimientos para que usted pueda operar con más confianza.



FRESAS CURVADAS CON TECNOLOGÍA AQUAWRAP™


- Innovadora tecnología que permite una visibilidad y acceso a los espacios más confinados con ejes mas pequeños y un angulo de giro de 20 grados.
- La tecnología AquaWrap™ ayuda enfriar el eje
- Múltiples configuraciones ayudan a optimizar el acceso - disponible en diseños de diamante y acanalado



ACCESORIOS PARA DIAMETROS PEQUEÑOS

- Disponibles en longitudes de 7 - 15 cm
- Diseñado ergonómicamente para sujeción y control optimizados

El diseño cónico ofrece excelentes visibilidad y acceso quirúrgicos.




El acabado de baja reflexión minimiza el brillo.

ACCESORIOS ANGULADOS

- Disponibles en longitudes de 7 - 15 cm
- Posiciona el motor fuera de su línea de visión quirúrgica para visibilidad óptima y comfort excelente

ACCESORIOS TELESCÓPICOS

- Longitudes de 9 - 18 cm disponibles en angulado, recto o curvado
- Se puede usar la opción cubierta como un retractor



ACCESORIOS DE EXPOSICIÓN VARIABLE QUICK-TWIST™

- Varía la exposición de la herramienta de disección para visibilidad óptima
- Sin necesidad de tocar la punta de la herramienta de disección
- Ajustable por incrementos de 1 mm hasta 12 mm

