


MÁXIMA VELOCIDAD Y DURABILIDAD*

PARA LA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

Eficiencia promedio de resección (g/min)




Las fresas para la XPS operan a 12K RPM y las fresas 30K operan a 30K RPM

Datos en archivo

30K Fresas

Para el M5 StraightShot™
Microdebridador



Medtronic

MÁXIMA VELOCIDAD Y DURABILIDAD*

PARA LA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

Nunca ha sido más fácil encontrar la fresa correcta para el trabajo. Con la mayor selección de fresas para la cirugía del seno frontal, usted puede elegir una fresa para las necesidades anatómicas específicas de cada paciente o procedimiento.

Las Fresas 30K tienen múltiples innovaciones de tecnología, que ofrecen:

- **Velocidades de hasta 30.000 rpm**
- **Mejora de durabilidad y de estabilidad***
- **Hasta 10 veces más eficaces en la eliminación de material***
- **La mejor selección disponible para la perforación del seno frontal**
- **Irrigación integrada**
- **Succión distal**

*En comparación con las Fresas XPS™ de Medtronic

Sólo con prescripción. Consulte el manual de instrucciones del producto / prospecto para las instrucciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Números de Piezas Definidos

Todos comienzan con 188
Diámetro (4,0mm)
Ángulo (15°)

1884015RTD

BL = Punta Tipo Bala D = Diamante
RT = Punta Cónica Invertida C = Cortadora o Acanalada (sinónimo)
BR = Punta Cilíndrica

N.º del Producto	Descripción	Longitud	Cant.
1884015RTD 	Fresa de Diamante para Atresia Coanal con Punta cónica invertida 30K, 4,0mm, 15°	13 cm	1
1883040BLD 	Fresa de Diamante con Punta Tipo Bala 30K, 3,0mm, 40°	13 cm	1
1883040BLC 	Fresa Cortante con Punta Tipo Bala 30K, 3,0mm, 40°	13 cm	1
1884040RTC 	Fresa Cortante con Punta cónica invertida 30K, 4,0mm, 40°	13 cm	1
1883040BRC 	Fresa Cortante con Punta Cilíndrica Fina Frontal 30K, 3,0mm, 40°	13 cm	1
1883655BRC 	Fresa Cortante con Punta Cilíndrica 30K, 3,6mm, 55°	13 cm	1
1884070RTD 	Fresa de Diamante con Punta Ahusada Invertida 30K, 4,0mm, 70°	13 cm	1
1884070RTC 	Fresa Cortante con Punta cónica invertida 30K, 4,0mm, 70°	13 cm	1
1883070BLD 	Fresa de Diamante con Punta Tipo Bala 30K, 3,0mm, 70°	13 cm	1
1883070BLC 	Fresa Cortante con Punta Tipo Bala 30K, 3,0mm, 70°	13 cm	1

Medtronic

Medtronic Andean
Av. Calle 116 #7-15
Oficina 1101, Torre Cusezar
Bogotá, Colombia
Tel: +57 1 7427300

Medtronic South Atlantic
Vedia 3616, 2º Piso,
C1430DAH
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 5789 8500

Medtronic South Pacific
Rosario Norte 532, Piso 12
Las Condes, Región
Metropolitana
Santiago, Chile
Tel: +56 2258 14993

Medtronic Caricam
Local 1 Rd# 869, Km 2.0
Bo. Palmas
Cataño, 00962, Puerto Rico
Tel: + 1 787 294 3540

Medtronic en México
Av. Insurgentes Sur 863,
Piso 15 y 16
Benito Juárez, Nápoles,
03810, Ciudad de México
Tel: 01 55 1102 9030