

MEROCEL™

SOLUCIONES ALTAMENTE ABSORBENTES PARA LA NARIZ Y OÍDO



Diseñado para sustituir al algodón, celulosa y otros materiales que contienen fibras.

Medtronic
Juntos, Más Lejos

MEROCEL™ VARIEDADES

Merocel™ Standard 4.5 cm

400400 Sin hilo, paq. de 20, estándar nasal



Medidas:
Largo: 4.5 cm
Grosor: 1.5 cm
Altura: 2 cm

Merocel™ Standard 8 cm

400402 Sin hilo, paq. de 20, estándar nasal



Medidas:
Largo: 8 cm
Grosor: 1.5 cm
Altura: 2 cm

Merocel™ Standard con vía aerea 4.5 cm

400409 Sin hilo, paq. de 20



Medidas:
Largo: 4.5 cm
Grosor: 1.5 cm
Altura: 2 cm

Merocel™ Standard con vía aerea 8 cm

400410 Sin hilo y con vía aerea, paq. de 20, estándar nasal



Medidas:
Largo: 8 cm
Grosor: 1.5 cm
Altura: 2 cm

Doyle Tapón Nasal

400411 Sin hilo y con vía aerea, paq. de 10



Medidas:
Largo: 8 cm
Grosor: 1.5 cm
Altura: 3 cm

Doyle Tapón Nasal

400413 Sin hilo y sin vía aerea, paq. de 10



Medidas:
Largo: 8 cm
Grosor: 1 cm
Altura: 2 cm

Merocel™ 2000

470408 Laminado, paq. de 10




MEROCEL™ VARIEDADES

Merocel™ otológico

Merocel™ ear wicks Pope
400141 Tapón de oído, paq. de 20, Pope ear wick

- Ideal para el tratamiento de Otitis externa
- Esponja absorbente, se expande para ajustarse al canal auditivo cuando se hidrata con soluciones óticas y anestesia local



Medidas:
Diámetro: 9 cm
Largo: 15 cm

Tapón nasal para epistaxis

400406 Sin hilo, paq. de 10, Pope Epistaxis

- Excelente para la comodidad del paciente
- Altamente absorbentes




Medidas:
Diámetro: 9 cm
Largo: 15 cm

Merocel™ Kennedy

400422 Con hilo, tapón regular, paq. de 10 pares,
PR Kennedy Sinus-Pak

- Ayuda a prevenir lateralizaciones de el cornete medio durante el periodo post-operatorio
- Material biocompatible



Medidas:
Diámetro: 9 cm
Largo: 15 cm

MEROCEL™ VARIEDADES

Códigos

400141	PACKING 400141 50PK POPE EAR WICK 9X15MM
400144	PACKING 400144 10PK POPE EAR WICK
400146	PACKING 400146 10PK POPE EAR WICK 9X24MM
400150	PACKING 400150 100PK MICRO SPHERES 3MM
400151	PACKING 400151 100PK MICRO SPHERES 4MM
400152	PACKING 400152 100PK MICRO SPHERES 5MM
400162	PACKING 400162 10PK POST OP EAR PACKS
400354	PACKING 400354 20PK AMBRUS EAR
400355	PACKING 400355 10PK SCHINDLER W/STRING
400356	PACKING 400356 10PK SCHINDLER W/STRING
400357	PACKING 400357 10PK SCHINDLER W/STRING
400400	DRESSING 400400 20PK STD NASAL 4.5CM L
400402	DRESSING 400402 20PK STD NASAL 8CM LONG
400403	DRESSING 400403 20PK STD NASAL 8CM LONG
400405	DRESSING 400405 20PK NASAL W/AIRWAY 8CM
400406	PACKING 400406 10PK POPE EPISTAXIS
400407	PACKING 400407 20PK PAIR BARON SINUS-PAK
400409	DRESSING 400409 20PK NASAL W/AIRWY 4.5CM
400410	DRESSING 400410 20PK STD NASAL 8CM LONG con tubo de vent
400411	PACKING 400411 10PK DOYLE NASAL
440424	PACKING 440424 10PK DOYLE NASAL
470401	PACKING 470401 MEROCEL 2000 LAMINADO 10PK 4.5CM con tubo
470404	PACKING 470404 MEROCEL 2000 LAMINADO 10PK 8CM Sin tubo
470405	PACKING 470405 MEROCEL 2000 LAMINADO 10PK 8CM con tubo
470408	PACKING 470408 MEROCEL 2000 LAMINADO 10PK 4.5CM Sin tubo

Medtronic

Juntos, Más Lejos

Medtronic Colombia
Av. Calle 116 #7-15
Oficina 1101, Torre Cusezar
Bogotá, Colombia
Tel: +57 1 7427300

Medtronic Argentina
Vedia 3616, 2° Piso,
C1430DAH
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 5789 8500

Medtronic Chile
Rosario Norte 532, Piso 12
Las Condes, Región
Metropolitana
Santiago, Chile
Tel: +56 2258 14993

**Medtronic Puerto Rico y
Caribe**
Local 1 Rd# 869, Km 2.0
Bo. Palmas
Cataño, 00962,
Puerto Rico
Tel: + 1 787 294 3540

Medtronic México
Av. Insurgentes Sur 863
Piso 15 y 16
Benito Juárez, Nápoles,
03810, Ciudad de México
Tel: 01 55 1102 9030